

PROFº REVERDAN - PROGRAMAÇÃO ORIENTADA OBJETO - PIM 3

GRUPO: ADS3N – FOUR SYSTEM DEVELOPERS

NOME: LUCAS EVANGELISTA DA SILVA RA: D6156A0

NOME: NELSON JOSÉ BARNABÉ JUNIOR RA: D823DB1

NOME: NILTON AUGUSTO MUNIZ JUNIOR RA: D695169

NOME: TIAGO NUNES TEIXEIRA RA: D700570

1 . Identificação do projeto

Data	25/08/2018 – 2 SEMESTRE, EM ANDAMENTO		
Responsável	Bianca (Coordenadora)		
Autor(es)	Lucas Evangelista, Tiago Nunes, Nilton Muniz e Nelson		
, ,	Barnabé.		
Identificação	Clínica de Biomedicina		
Localização	UNIP Campus Sorocaba		
Versão	1.0		

2. Revisões

Data	Versão	Autor	Descrição

3. Revisores

Nome	Papel	Data

4. Caracterização do Problema

Problema	Adequação do modelo de trabalho de forma manual para sistema informatizado
Quem Afeta	Docentes, funcionários e alunos.
Proposta de Solução	Desenvolvimento de um Software de Sistema



5. Pessoal Envolvido no Processo de Negócio (Stakeholders)

Nome/Função	Descrição da Função	Responsabilidade

6. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Descrição	Caso de Uso
RF001	Identificação de acesso do usuário	Verificação no Banco de Dados se possui cadastro para acessar o sistema.	Identificação do Usuário
RF002	Cadastro de usuários	Será feito um cadastro único de usuários para alunos e coordenadores para acesso ao sistema.	Cadastro de usuário
RF003	Cadastro de pacientes	Cadastro do paciente com os dados necessários para um atendimento.	Cadastro de Paciente
RF004	Cadastro de exames	Cadastro dos exames que podem ser realizados pela clínica de biomedicina.	Cadastro de Exame
RF005	Cadastro de etiqueta para pacientes	Etiqueta que será usada para colocar no tubo de coleta dos exames.	Cadastro de Etiqueta Paciente
RF006	Editar usuários	Poderá editar as informações de todos os usuários cadastrados.	Edição de Usuário
RF007	Editar pacientes	Poderá editar as informações de todos os pacientes cadastrados.	Edição de Paciente
RF008	Editar exames	Poderá editar os exames ou valores dos exames.	Edição de Exame
RF009	Desativar usuários	Poderá desativar um usuário do sistema.	Desativar Usuário
RF010	Desativar pacientes	Poderá desativar um paciente inativo.	Desativar Paciente
RF011	Desativar exames	Poderá ser desativado um exame, cujo a clínica não possui a ferramenta adequada.	Desativar exame
RF012	Lista de pacientes	Será possível visualizar uma lista de pacientes cadastrados.	Consulta de Paciente
RF013	Lista de exames	Será possível visualizar a lista de exames cadastrados.	Consulta de Exame
RF014	Lista de usuários	Será possível conferir a lista de usuários cadastrados.	Consulta de Usuário



		,	
RF015	Histórico de exames	Possível visualização do histórico de exames dos	Histórico de
	5 1	pacientes.	Exame
RF016	Relatórios de	Emissão de um relatório	Relatório de
1010	pacientes	completo de um paciente.	Pacientes
	Relatórios de	Possível visualização dos	
RF017		relatórios dos exames feitos	Relatório de
	Exames	pelos pacientes	Exames
	Impressão do	Possível impressão do	Impressão do
RF018	prontuário do paciente	prontuário	Prontuário
	1	Será possível fazer a	
DE040	Impressão de	impressão das etiquetas para	Impressão de
RF019	etiquetas	serem colocadas nos tubos	Etiqueta
	,	de coleta.	,
	Impressão do	Impressão dos exames	
RF020	Impressão de	juntamente com seus	Impressão de
	exames	respectivos valores	Exames

7. Requisitos não Funcionais

ID	Descrição	
RNF001	Plataforma Windows 7 ou superior;	
RNF002	Sistema com linguagem C#;	
RNF003	Comunicação com banco de dados SQL Server;	
RNF004	Backup	
RNF005	A consulta ao banco de dados deve aparecer em, no máximo, 3 segundos	
RNF006	O sistema deverá suportar carga máxima de 15 usuários simultâneos com degradação de desempenho de, no máximo 10% em qualquer operação	
RNF007	Disponibilidade de pelo menos 99,95% do tempo em dias de semana entre 08:00 ao meio-dia e pelo menos 99,1% entre meio-dia e 22:00	
RNF008	Não haver falhas em comunicação com o banco durante a gravação	
RNF009	Variáveis de entrada com valores default	
RNF010	Log de falhas do sistema	
RNF011	Um novo usuário deverá ser capaz de utilizar o sistema após não mais de 30 minutos de orientação	
RNF012	Máquinas com no mínimo 512MB de memória	
RNF013	Dicas de operação do sistema	
RNF014	Aprovação de exames pelo Supervisor/Coordenador de Biomedicina	

8. Requisitos que não serão atendidos

ID	Requisito	Descrição	Motivo



9. Precedência e Prioridade

ID do Requisito	Precedência	Prioridade
	1	Alta
	2	Alta
	3	Média
	4	Baixa